

# ZERTIFIKAT

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH stellt folgender Organisation ein Quality Austria-Zertifikat aus:

Dieses Quality Austria-Zertifikat bestätigt die Anwendung und Weiterentwicklung eines wirksamen

**LIEBHERR**

**Liebherr-Transportation Systems  
GmbH & Co KG**  
**A-2100 Korneuburg, Liebherrstraße 1**

inkl. Standorte :  
Liebherr -Transportation Systems Mannheim GmbH  
68167 Mannheim, Käfertalerstraße 256  
Büro Großbritannien (Sunderland),  
Ayres Quay, Deptford Terrace SR4 6DD  
Büro Nordamerika (Montreal),  
4250 Autoroute Chomedey, H7R6E9 Laval  
Büro Frankreich (Paris),  
92500 Rueil-Malmaison, 14 Rue des Trianons

**QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEMS**  
entsprechend den Forderungen der  
**ISO 9001:2008**

Registrier-Nummer: 00224/0  
Erstausstellung: 30. Juni 1994  
Gültig bis: 30. Juni 2012

Die Gültigkeit dieses Quality Austria-Zertifikates wird durch jährliche Überwachungsaudits und dreijährige Verlängerungsaudits aufrechterhalten.

Wien, am 16. September 2009

Quality Austria Trainings-,  
Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH

  
Konrad Scheiber  
Geschäftsführer

  
Ing. Wolfgang Leitner  
Fachbeauftragter

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH ist gemäß dem österreichischen Akkreditierungsgesetz durch das BMWA (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) akkreditiert.

Die Quality Austria ist als Umweltbegutachterorganisation durch das BMLFUW (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) zugelassen.

Die Quality Austria ist durch den VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) zugelassen.

Der Akkreditierungs- bzw. Zulassungsumfang ist den jeweils aktuellen und gültigen BGBl-Verordnungen, Bescheiden oder Anerkennungsdokumenten zu entnehmen.

Die Quality Austria ist das österreichische Mitglied im IQNet (International Certification Network).

Dok. Nr. FO\_24\_001

Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter <http://www.qualityaustria.com/index.php?id=798&L=1> dokumentiert

EAC: 18



 **qualityaustria**

