

### **Liebherr auf der IFA 2019 – Frische trifft auf Leidenschaft**

**Ochsenhausen (Deutschland) 2019 – Liebherr-Hausgeräte nimmt vom 6. bis 11. September 2019 an der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin teil. Seit 65 Jahren erfüllt der Kühl- und Gefriergerätehersteller mit Leidenschaft die Anforderungen seiner Kunden an die Lagerung von Lebensmitteln in perfekter Frischequalität.**

Der Spezialist für Kühlen und Gefrieren präsentiert unter dem diesjährigen Motto "Your Food. Our Passion" eine Vielfalt an exklusiven Geräten aus dem aktuellen Sortiment zum Thema Frische und Haltbarkeit in der Lebensmittellagerung. Auf rund 1.900 Quadratmetern können Besucher in Halle 2.1 (Stand 201) mehr zu den einzigartigen Liebherr-Technologien DuoCooling und BioFresh erfahren, die durch ein optimales Zusammenspiel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für eine längere Haltbarkeit von Lebensmitteln sorgen. Zudem präsentiert Liebherr die Monolith-Einbaugeräte, die mit ihrer imposanten Größe Raum für puren Luxus schaffen.

#### **Your Food. Our Passion.**

„Wir sind der Spezialist für Frische und seit jeher ist die perfekte Lagerung von Lebensmitteln unsere Leidenschaft,“ erläutert Steffen Nagel, Geschäftsführer Ressort Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH. Während die einzigartige Liebherr-Technologie DuoCooling bereits einen hohen Standard an längerer Haltbarkeit in allen Kühl-Gefrier-Kombinationen von Liebherr schafft, ist BioFresh das Herzstück des optimalen Frischeerlebnisses. „Gesunde Ernährung leistet für viele Menschen einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden. Mit BioFresh und DuoCooling erhält jedes Lebensmittel sein perfektes Wohlfühlklima und bleibt deutlich länger frisch – überflüssiges Wegwerfen von Lebensmitteln und ständiges Einkaufen gehört der Vergangenheit an. Damit greifen wir gleich zwei gesellschaftliche Megatrend auf. Gesundheit und Nachhaltigkeit.“ Abgerundet wird das perfekte Lebensmittelmanagement mit der intelligenten SmartDevice-Technologie, die Ihre Kühl- und Gefriergeräte jetzt noch besser vernetzt.

Mit einer Vielzahl innovativer Geräte und einer großen Leidenschaft fürs Detail, erfüllt Liebherr auch individuelle Bedürfnisse. „Entdecken Sie unsere Innovationskraft für alle Lebenslagen: ganz gleich ob knapper oder kellerloser Wohnraum oder der Wunsch besonders viel zu lagern – wir haben die passende Lösung, die sich nahtlos in Ihre Küche einfügt,“ so Nagel. Dabei legt Liebherr auch großen Wert auf Ergonomie und Barrierefreiheit. „Zudem gibt es in diesem Jahr eine unterhaltsame, künstlerische Aktion zum Online-Konfigurator MyStyle, lassen Sie sich überraschen.“

**Ansprechpartner**

Claudia Meindl

Communication & Brand Management

Mobil: +49 170 5627661

E-Mail: [claudia.meindl@liebherr.com](mailto:claudia.meindl@liebherr.com)

**Veröffentlicht von**

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Ochsenhausen / Deutschland

[Home.liebherr.com](http://Home.liebherr.com)